LIFECHILL

a vida no seu melhor

Bota de Compressão Lifechill Pro Recovery

MODELO Nº **M2001**



Manual do Usuário

Leia atentamente as instruções antes de usar e guarde-as para futuras consultas.

Conteúdo

Precauções 1-2
Perguntas Frequentes 2-4
Especificações 5-5
Descrição do Produto 6-7
Instruções de Uso 7-10
Solução de Problemas 11-11
Notas após o Uso 12-12
Limpeza 13-13
Armazenamento e Manutenção 13-13
Disposição 13-13
O Pacote inclui 14-14

Precauções

Leia com atenção as precauções de segurança para garantir o uso seguro e correto da sua Bota de Compressão

Avisos

1.Se você sentir dor intensa, algum sintoma incomum ou precisa tirar as botas em uma situação de emergência durante o uso :

• Pressione o botão liga/desliga para parar o dispositivo ou desconectar as mangueiras;

• Retire as botas e consulte o seu médico.

2.Consulte seu médico antes de usar as botas de compressão se:

a.Usa marcapasso ou outros dispositivos medicos suscetíveis a interferência elétrica;

b.Sofre de doenças decorrentes de tumores malignos;

c.Sofre com algum tipo de doença cardíaca;

d.Tem disfunção neuropática periférica grave ou distúrbio sensorial causada por diabetes;

e.Está inapto a receber massagem devido a traumas ou fraturas ósseas no corpo;

3.Mantenha fora do alcance de bebês, crianças.

4.Não use outro adaptador de energia além do original.

5.Não arranhe, danifique, prenda excessivamente, puxe ou torça o cabo de alimentação do adaptador de energia. Caso contrário, pode causar incêndio ou choque elétrico.

6.Não é permitido usar quando o adaptador de energia estiver com defeito ou o plugue estiver solto.

7.Não conecte ou desconecte o adaptador de energia com as mãos molhadas.

8.Não coloque o controlador em superficies acolchoadas ou use em condições de alta temperatura.

9.É proibido remodeler, desmontar ou reparar o produto sem autorização.



Cuidados

1.Não use o equipamento no banheiro ou em locais úmidos.

2.Tire o equipamento da tomada quando não estiver usando.

3.Não ande enquanto estiver usando o equipamento e/ou vestindo as botas.


4.Não deixe o Sistema, fonte de alimentação ou qualquer acessório onde possam ser danificados por crianças, animais e líquidos.

Perguntas Frequentes


P1: Como esse produto funciona?
R1: Este dispositivo de compressão de ar com 5 câmaras sobrepostas (pé, panturrilha inferior, panturrilha superior e coxa) que inflam e desinflam usando uma sequência que simula uma massagem manual, maximizando o fluxo sanguíneo de todo o corpo, reduzindo a dor e a sensibildade nas áreas tratadas e melhorando a circulação.

P2: Quantos modos de massagem,e qual a diferença deles?
R2: Existem 3 modos de massagem:


Mode 1: Modo de Combinação



Modo 2: Modo de Circulação



Mode 3: Modo de Sequência



P3: A energia precisa ficar conectada na tomada durante o uso?
R3: Não, o controle das botas tem uma bateria recarregável com duração média de 2 horas (dependendo do modo e intensidade do uso).

P4: O que fazer se a força da massagem está muito fraca ou muito forte?
R4: Há 11 níveis de força de massagem disponíveis, selecione o que for apropriado para você. Se ainda sentir que está muito forte na configuração mais baixa, pare de usar o dispositivo e consulte o seu médico antes do próximo uso.

P5: Por quanto tempo devo usá-lo?
R5: O tempo de uso recomendado é: 1-2 vezes ao dia, não mais que 60 minutos por vez. Mas, você pode usar novamente se sentir muito cansado e quiser massagear por mais tempo para trabalhar a dor.

P6: Por que há um plug bloqueador na parte traseira do controle?
R6: O plug bloqueador pode ser usado para inserir nas portas de conexão das mangueiras de ar, permitindo o uso de uma única bota somente.

P7: Posso usar apenas uma perna?
R7: Sim. Para usar somente uma perna, insira o plug bloqueador do controlador em uma das portas de conexão da mangueira de ar, certificando-se que ambas as portas de conexão estejam conectadas por uma mangueira de ar ou um plug, para que a bota possa funcionar separadamente. Para obter melhor alívio, é aconselhável usar as duas botas ao mesmo tempo.

P8: Por que o controle faz barulho?
R8: O barulho vem da bomba de ar em funcionamento no controle, fornecendo ar de forma continua para as câmaras das botas, isso é normal.

P9: Posso massagear apenas uma área/zona por vez?
R9: Sim, você pode pressionar a câmara "1","2","3","4","5" para selecionar uma câmara ou várias câmaras que você deseja personalizar sua área de massagem, permitindo que você personalize suas sessões de recovery com base em necessidades específicas.


P10: Quando devo usar este produto?
R10: Este dispositivo estimula a circulação sanguínea e Alivia efetivamentge a dor e a fadiga muscular; Por ser carregável e portátil, você pode usá-lo em qualquer lugar e a qualquer hora. Ideal para aquecimento pré-treino e reabilitação pós-treino, bem como ao retornar para casa após uma longa jornada de trabalho.

Especificações


Nome do Produto	Bota de Compressão Lifechill Pro Recovery
Modelo	M2001
Adaptador	AC 100~240V 50/60Hz,DC12V/2A
Potência	24W
Capacidade da Bateria	10.8V 2500mAh
Tempo de Carregamento	Aproximadamente 2 horas
Tempo de Uso após carregar	2 horas
Material	Botas: Nylon Durável; Controle: ABS à prova de fogo; Mangueiras: Silicone
Modos de Compressão	3 Modos: Combinação/Circulação/Sequência
Níveis de intensidade	11 Níveis: BAIXO-50-70mmHg; MÉDIO-80-110mmHg; ALTO-120-150mmHg
Tempo	11 Níveis Opcionais (15Mins-60Mins)
Peso (com acessórios)	4.7KG
Tamanho da Bota (P)	Comprimento da costura interna: 80 cm. Circuferência máxima da coxa: 72 cm. Circuferência máxima do pé: 42,5 cm.
Tamanho da Bota (M)	Comprimento da costura interna: 86 cm. Circuferência máxima da coxa: 75 cm. Circuferência máxima do pé: 46 cm.
Tamanho da Bota (G)	Comprimento da costura interna: 90 cm. Circuferência máxima da coxa: 82 cm. Circuferência máxima do pé: 47.5 cm.
Condições de Operação	Temperatura: +5°C a 35°C; Humidity: 5% a 80% sem condensação; Pressão Atmosférica: 70 kPa a 106 kPa;
Condições de Armazenamento	Temperatura: -20°C a 55°C; Humidity: 5% a 90% sem condensação; Pressão Atmosférica: 70 kPa a 106 kPa; Mantenha seco e evite exposição ao sol.

Descrição do Produto

Controle




Tela de Exibição



Exibe a configuração atual e o status de trabalho (tempo restante e faixa de pressão)

① . Energia Restante
② . Tempo Restante
③ . Modo
④ . Faixa de Intensidade
⑤ . Zona

Bota de Compressão



① Mangueira de Ar
② Câmara de Ar (Pés)
③ Câmara de Ar (Panturrilha inferior)
④ Câmara de Ar (Panturrilha superior)
⑤ Câmara de Ar (Coxa)
⑥ Zíper


Instruções de Uso

Leia atentamente as precauções antes de usar o produto. Para obter uma massagem melhor, use-o de acordo com as instruções.


1.Coloque as botas nas pernas corretamente. Não há diferença esquerda-direita entre elas.

- **Certifique-se de que o zíper esteja completamente fechado anets de usar,**

dnão use as botas com o zíper parcial ou totalmente aberto.



2.Insira as mangueiras de ar firmemente no controle, com o lado correto para cima.



3.Encontre uma posição confortável sentada, reclinada ou deitada. Pressione o botão de energia "⏻" por 3 segundos, até ouvir um "Di", o dispositivo liga. Ele iniciará a massagem com a configuração padrão.



4.Pressione o botão modo "Ⓜ" para alterar o modo de massagem. 3 modos opcionais, veja a diferença nas perguntas frequentes sessão R2.



5.Para ajustar a intensidade de pressão, pressione o botão de intensidade "< >", há 11 níveis de intensidade disponíveis.

BAIXO-50~70mmHg; MÉDIO-80~110mmHg; ALTO-120~150mmHg.

